




床ずれ防止マットレス選びのポイント


床ずれが出来る前に、ケアしていくことが大切です。

床ずれは一旦出来てしまうと、なかなか治りにくく、時間を要するだけでなく、ご本人の苦痛や介護ストレスも増えます。床ずれの恐れを感じたら、すぐに医師・看護婦に相談しましょう。







特に床ずれの発生しやすい身体の部位。

床ずれは、骨の出ているところ(骨突出部位)におこりやすくなります。特に「仙骨部」は床ずれ発生の危険が最も高い部位です。



床ずれ防止用具の選び方

床ずれ防止用具は床ずれが出来てから選ぶものでは有りません。床ずれにならないように「床ずれを防止」するための用具です。使用者の状況や床ずれのステージを把握し、用具の選定を行いましょう。

使用者の 状態	予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
体位変換	床ずれができていないが、できる可能性があり(骨突出など)早期予防の状態	指で押しても白くならない紅斑。局所的に熱感がみられる場合もある。	表皮ははく離、水泡、浅い損傷などの皮膚損傷。表皮と真皮の一部を含む。	深いクレータ状の全層に到る皮膚損傷。筋膜には達していない。	組織の破壊がみられる深い全層にわたる皮膚損傷。筋肉、骨等に及ぶ。
↑ 体位変換 が 多い		キュオラ P41			
		ストレッチグライドマットレス P41			
		ディンプルマットレス P41			
		アルファプラフⅡ P41			
		エバープラウドマットレス P41			
			ネクサスR P42		
			アマンダ P42		
			スコープ P43		
			オスカー P42		
	↓ 体位変換 が少ない		こちあ利楽flow P43		
			ビクセルアイズ P43		

手すり

歩
補助
つえ
行

歩
行
器

ス
ロ
ー
プ

車
い
す

付
車
属
品

リ
移
動
用
フ
ト

特
殊
寝
台

付
特
殊
寝
台
属
品

防
止
用
具
床
ず
れ

変
体
換
器

感
排
知
器
循

レ
ー
ン
タ
ル
般

購
入
補
助



床ずれ防止用具

手すり

歩
補助
つえ
行

歩
行
器

ス
ロー
プ

車
い
す

付
属
品
車
い
す

リ
フト
移動
用

特
殊
寝
台

付
属
品
特
殊
寝
台

防
止
用
具
床
ず
れ

変
換
器
体
位

感
知
器
徘徊

レ
ン
タ
ル
般

購
入
補
助

キュオラ

通気タイプ

厚さ
10.0cm



抜群の通気性、動きやすい
安定性、優れた体圧分散性
療養者のQOLの向上が可能です。

TAISコード 00206-000077

レンタル月額 ￥5,100

自己負担額(1割)

¥510

(2割) ￥1,020

(3割) ￥1,530

ストレッチグライドⅡマットレス

通気タイプ

厚さ
12.5cm



性質の異なるウレタンフォームを2層追加して、
さらに優れた体圧分散性を発揮。

91幅 TAISコード 00170-001725

83幅 TAISコード 00170-001727

レンタル月額 ￥5,100

自己負担額(1割)

¥510


(2割) ￥1,020

(3割) ￥1,530

ディンプルマットレス 防水タイプ

防水タイプ

厚さ
12.0cm



ウレタンフォーム特有の反力を軽減し
快適な寝心地も両立

TAISコード 00206-000070

レンタル月額 ￥4,100

自己負担額(1割)

¥410

(2割) ￥820

(3割) ￥1,230

アルファプラフⅡ

撥水タイプ

厚さ
13.0cm



4×4スリット加工によりマットレスがぴったりフィット。
体重の軽い方から重い方まで、オールマイティーに対応。

91幅 TAISコード 00563-000129

83幅 TAISコード 00563-000126

91幅ミニ TAISコード 00563-000130

83幅ミニ TAISコード 00563-000127

レンタル月額 ￥6,100

自己負担額(1割)

¥610

(2割) ￥1,220

(3割) ￥1,830

エバープラウドマットレス

厚さ
13.0cm



静止型で最高レベルの体圧分散性に加えて、
床ずれの発生要因である「ずれ」や「蒸れ」も軽減

91cm幅

TAISコード 00170-000962

レンタル月額 ￥6,000

自己負担額(1割)

¥600

(2割) ￥1,200

(3割) ￥1,800

83cm幅

TAISコード 00170-000964

レンタル月額 ￥5,940

自己負担額(1割)

¥594

(2割) ￥1,188

(3割) ￥1,782



ネクサスR

厚さ
12.0cm

高機能型エアマットレス

背上げ角度(15~30~45~60)
の4段階内圧を自動調整



90幅	TAISコード	00206-000083
84幅	TAISコード	00206-000082
91幅ミニ	TAISコード	00206-000085
83幅ミニ	TAISコード	00206-000084

レンタル月額 ¥7,100

自己負担額(1割)

¥710

(2割) ¥1,420

(3割) ¥2,130

アマンダ

厚さ
14.0cm



『3D除圧』と『お知らせ機能』で
安全・安心を追求した
高機能エアマットレス

91幅	TAISコード	00054-000436
83幅	TAISコード	00054-000435

レンタル月額 ¥9,640

自己負担額(1割)

¥964

(2割) ¥1,928

(3割) ¥2,892

オスカーハイブリッド

厚さ
17.0cm

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する、
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス



TAISコード 00054-000137

レンタル月額 ¥10,160

自己負担額(1割)

¥1,016

(2割) ¥2,032

(3割) ¥3,048

手すり

補助
つえ
行

歩
行
器

ス
ロ
ー
プ

車
い
す

付
属
品
車
い
す

リ
フ
ト
移
動
用

特
殊
寝
台

付
属
品
特
殊
寝
台

防
止
用
具
床
ず
れ

変
換
器
体
位

感
知
器
排
便
回

レ
ン
タ
ル
一
般

購
入
補
助



床ずれ防止用具


スコープライト

厚さ
17.0cm



●寝床内のむれ対策


室内の温度・湿度を判定し、寝床内への空気の挿入～入れ替えにより、むれを対策します。



●臥床時の対策

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います。

利用者様の身体状態や環境を判定して全自動運転
(①静止-体圧調整⇔②除圧-圧切替⇔
③除圧-体位変換、④ベッド背上げ時の底着き・
背抜き圧対策、⑤寝床内のむれ対策)の高機能エアマットレス。



91幅 TAISコード 00504-000652

83幅 TAISコード 00504-000651

レンタル月額 ￥8,500

自己負担額(1割) (2割) ￥1,700

￥850 (3割) ￥2,550

ビッグセル アイズ

厚さ
15.0cm


90幅 TAISコード 00206-000141

84幅 TAISコード 00206-000140

90幅ミニ TAISコード 00206-000143

84幅ミニ TAISコード 00206-000142

新たな床ずれ発生リスク「Microclimate」に
対応する次世代のエアマットレス



進化したクイックハードモード



安全システムである自動解除機能が進化。
自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。
残り時間をお知らせする音声機能も搭載。

停電対策／メモリ機能



停電の時、最低でも14日間マットレスがつぶれません。
電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

レンタル月額 ￥10,200 非

自己負担額(1割) (2割) ￥2,040

￥1,020 (3割) ￥3,060

背上げ時の看護・介護ケアをサポート「角度・時間管理アシスト機能」



背上げ角度と経過時間をデジタル表示

こちあ利楽flow

厚さ
17.0cm

設定不要。体位変換も背上げ時の
かたさ調節も全自動です。




体位変換機能付き
エアマットレスで史上初!!
設定不要の完全自動運転



① 嬉しい!! 【体位変換機能】



② 最高クラス!! 【体圧分散性能】



③ 安心・安全 【バックサポート機能】

背上げ角度が30度を超えると、4個のセルが同時に膨らみ
背上げ姿勢の維持と押戻し機能を拡大することで、体圧分散性を向上します。

91cm幅

TAISコード 00170-001351

レンタル月額 ￥9,900

自己負担額(1割) (2割) ￥1,980

￥990 (3割) ￥2,970

83cm幅

TAISコード 00170-001353

レンタル月額 ￥9,880

自己負担額(1割) (2割) ￥1,976

￥988 (3割) ￥2,964

利楽flow紹介ページ

